

# ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TERAPIA WEINMANN

Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
 <p><b><u>SOMNOsupport</u></b> El software <b>SOMNOsupport</b> es el complemento para todos los equipos de terapia de Weinmann. El software permite la lectura y la representación gráfica de los datos almacenados en los equipos Weinmann de terapia de sueño CPAP, autoCPAP y biLEVEL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Permite la transmisión y almacenamiento a la PC via una caja convertidora con conexión USB.</li> <li>● Visualiza todos los parametros relevantes.</li> <li>● Grafica, representa y analiza todos los datos obtenidos.</li> <li>● Diagrama detallado de eventos durante la noche.</li> <li>● Soporte para la decisión sobre la selección del equipo de terapia de sueño mas conveniente para el paciente.</li> <li>● Presentación numérico, gráfica y estadística de los 365 días del año.</li> </ul>  <p><b><u>HUMIDIFICADORES</u></b> <b><u>SOMNOclick 300</u></b> Humidificador calentador para equipos SOMNO-comfort, SOMNOsoft+, SOMNOsmar<sup>®</sup>, SOMNOvent S, SOMNOvent ST, SOMNOvent CR y SOMNOset.</p>  <p><b><u>SOMNOaqua</u></b> Humidificador y calentador para equipos SOMNO-comfort 2e y SOMNObalance e</p>  <p><b><u>CLICK 2</u></b> Humidificador para equipos CPAP20e.</p>  <p><b><u>FILTRO DE BACTERIA</u></b> Reusable para 24hs de uso. El interior dle filtro debe ser cambiado despues de cada uso.</p>  <p><b><u>O2-VALVE</u></b> Válvula de O<sub>2</sub> para pacientes alimentados por un sistema central de gas, un concentrador o un cilindro de gas. Ante una falla, la valvula de O<sub>2</sub> corta el suministro por razones de seguridad.</p>			

