












SENSOR DE OXIGENO

CELDAS - ENVITEC - ALEMANIA

	Descripción del producto	Código	Unidad de venta	Precio unit. s/ IVA
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-101 p/equipos Hudson 5556; MSA 655264 Teledyne R15; Ohneda 0237-2034-700 	00M-101	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-103 p/equipo Teledyne R22C 	00M103	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-102-1 p/equipos Hudson 5567; MSA 406931; Teledyne 	00M-102-1	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-104 p/equipos Dräger-Incubator I 8000 	00M-104	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-105 p/equipos Hudson 5558; MSA 804674; Teledyne T7 	00M-105	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-107 p/equipos Hudson 5569; MSA 485905; Teledyne T1, T2 	00M-107	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-107-2 p/equipos Hudson 5568; MSA 478841; Teledyne C1R, C2R 	00M-107-2	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-201 p/equipos Dräger 6850645; MSA 655263; Teledyne R23 	00M-201	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-202 p/equipos MSA 472062; Teledyne R24; Siemens 6419332E380E, 9004979E347E • 00M-102 p/equipos Teledyne R22 • 00M-106 p/equipos Datascope 0600-00-0002 	00M-202	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-202-2 p/equipos MSA 806572 	00M-202-2	1	
	<ul style="list-style-type: none"> • 00M-110 p/equipos Ohmeda 6050-0004-110 	00M-110	1	
	<p>Para otras equivalencias consultar</p>			

